


Аксессуары для шейкеров DLAB с возвратно-поступательным движением

	Описание	SK-L330-Pro	SK-L180-Pro/S
	Платформа SK330.5 с нескользящим ковриком Размер 30 x 28.5 см	•	
	Силиконовый коврик для пробирок 16 x 5-15 мл, используется с SK330.5	•	
	Силиконовый коврик для пробирок 16 x 50мл, используется с SK330.5	•	
	Платформа SK180.4 с нескользящим ковриком Размер 24 x 21.5 см		•
	Платформа SK180.5 с нескользящим ковриком Размер 30 x 23 см		•
	Платформа SK180.6 с нескользящим ковриком Размер 28 x 28 см		•
	Силиконовый коврик для пробирок 10 x 5-10 мл, используется с SK330.5		•
	Силиконовый коврик для пробирок 4 x 50мл, используется с SK330.5		•

	<p>Универсальная платформа SK330.1 с 4 стержнями Размер: 32 x 32 см Емкость для колбы: 25 мл x 21 шт, 50 мл x 15 шт, 100 мл x 12 шт, 250 мл x 6 шт, 500 x 4 шт</p>	<p>•</p>	
	<p>Платформа с вертикальной регулировкой SK330.3 Размер: 32 x 32 см Емкость для колбы: 25 мл x 21 шт, 50 мл x 15 шт, 100 мл x 12 шт, 250 мл x 6 шт, 500 x 4 шт</p>	<p>•</p>	
	<p>Универсальная платформа SK180.1 с 3 стержнями Размер: 25 x 24.5 см Емкость для колбы: 25 мл x 10 шт, 50 мл x 8 шт, 100 мл x 6шт, 250 мл x 4 шт, 500 x 2 шт</p>		<p>•</p>
	<p>Платформа с вертикальной регулировкой SK330.3 Размер: 25 x 24.5 см Емкость для колбы: 25 мл x 10 шт, 50 мл x 8 шт, 100 мл x 6шт, 250 мл x 4 шт, 500 x 2 шт</p>		<p>•</p>
	<p>Стержень для платформы SK330.1</p>	<p>•</p>	
	<p>Стержень для платформы SK180.1</p>		<p>•</p>
	<p>Соединительные трубки для установки второй платформы</p>	<p>•</p>	<p>•</p>

	Описание	SK-L330-Pro	SK-L180-Pro/S
	Платформа SK330.2 с отверстиями для креплений флаконов Размер 32 x 32 см	•	
	Платформа SK180.2 с отверстиями для креплений флаконов Размер 35 x 24 см		•
	Крепление для флаконов объемом 50 мл Используется с SK330.2 (вмещает 56 шт) или SK180.2 (вмещает 36 шт)	•	•
	Крепление для флаконов объемом 50 мл Используется с SK330.2 (вмещает 28 шт) или SK180.2 (вмещает 18 шт)	•	•
	Крепление для флаконов объемом 100 мл Используется с SK330.2 (вмещает 28 шт) или SK180.2 (вмещает 18 шт)	•	•
	Крепление для флаконов объемом 200/250 мл Используется с SK330.2 (вмещает 13 шт) или SK180.2 (вмещает 8 шт)	•	•
	Крепление для флаконов объемом 500 мл Используется с SK330.2 (вмещает 13 шт) или SK180.2 (вмещает 8 шт)	•	•
	Крепление для флаконов объемом 500 мл Используется с SK330.2(вмещает 9 шт) или SK180.2(вмещает 8 шт)	•	•