

Дозаторы пипеточные DLAB, Китай



OptiVantage DH



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 1-, 8- и 12- канальные дозаторы
- Литий-ионный аккумулятор и 2 режима зарядки для электрических дозаторов
- Диапазоны: 0.1–2.5, 0.5–10, 2–20, 5–50, 50–200, 100–1000, 200–1000, 1000–5000 (1-канальные); 0,5–10, 10–100, 30–300 (8-канальные); 0.5–10, 5–50, 50–300 (12-канальные)



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Дозаторы переменного и фиксированного объемов
- Электрические и механические модели
- Легкая, эргономичная конструкция
- Полная автоклавируемость
- Плавная регулировка объема
- Кнопка блокировки диапазона
- Посадочный конус с защитным фильтром

