

ДУШЕВАЯ КАФЕДРА (Unbescheiden, Германия)



Душевая кафедра состоит из пульта кафедры душа Шарко и 3-х периферийных душей: циркулярного, восходящего и дождевого.

Душ Шарко

- ◆ Свободностоящая кафедра в пультовом исполнении
- ◆ Однорычажный смеситель для установки и фиксации точного смешения воды, быстрой смены температуры (проведении контрастного душа)
- ◆ Встроенный термометр и ограничитель максимальной температуры горячей воды
- ◆ Встроенный двойной шарнирный держатель для шланга с фиксатором позволяющий проводить процедуру в горизонтальной и вертикальной плоскостях
- ◆ 3 регулирующих и запорных вентиля, 2 запорных вентиля (от сети питания)
- ◆ Шланги для обливного, струйного и веерного душей

Циркулярный душ

- ◆ 304 дюзы 2 мм + встроенный дождевой душ
- ◆ 3 опорные колонны с напольным фланцевым креплением
- ◆ 4 горизонтальных кольца душа со сверленными дюзами 2 мм, (в каждом кольце по 76 сверленных дюз)
- ◆ Уровни расположения колец душа: 690/940/1190/1440 мм от уровня пола
- ◆ 1 встроенный дождевой душ 120 мм
- ◆ Возможность проведения отдельной и сочетанной терапии циркулярного и дождевого душей

Общая высота душа:	2350 мм
Высота дождевого душа:	2150 мм
Диаметр колец:	920 мм

Дождевой душ:

- ◆ Диаметр 120 мм, с душевым рукавом и душевой розой

Восходящий душ со стулом:

- ◆ Стул на 4-х ножках. Дугообразное сиденье выполнено из акрилового стекла, в центре сиденья выполнено отверстие для проведения терапии восходящего душа.

Дополнительное оснащение:

- ◆ Встроенный насос повышения давления воды до минимум 3,5 атм., Брызгозащитный экран с поручнями для пациента к душу Шарко (200 x 100 x 50 см), Напольная решетка с металлическим Т-образным профилем, монтируется на трап душа Шарко, Напольная решетка с металлическим Т-образным профилем (100 x 50 см), монтируется на трап периферийного/отдельно стоящего душа