

Гематологические анализаторы

Dymind (Китай)



DYMIND Новый уровень эффективности

DN36 анализатор 3-Diff

Высокотехнологичный гематологический анализатор нового поколения с разделением лейкоцитов на 3 подгруппы.

- 21 анализируемый параметр и 3 гистограммы (WBC, RBC, PLT)
- Бесцианидная колориметрия для определения гемоглобина
- Возможность подключения к ЛИС и внешнему принтеру
- Производительность 60 тестов/час
- Объем образца – 9 мкл, предразведение – 20 мкл
- Память – 50 000 результатов
- Низкий расход реагентов



DF50 анализатор 5-Diff

DF50 предназначен для диагностических исследований проб, в которых необходим полный клинический анализ крови.

- Дифференцировка на 5 субпопуляций, 27 анализируемых параметров, 3 гистограммы (WBC, RBC, PLT), 2 скатерграммы
- Производительность 60 тестов/час
- Образцы: цельная кровь, капиллярная кровь и предварительное разведение
- Объем образца – 15 мкл, предразведение – 20 мкл



DH73 анализатор 5-diff с автоподатчиком

- Режим 5-Diff: до 31 параметра, 3 гистограммы, 3 скатерграммы
- Режим 3-Diff: 21 отчетный параметр и 3 гистограммы
- 3D-скатерграмма рассеяния для точной дифференциации и обозначения патологического образца
- Производительность до 90 тестов/час
- Объем образца – 13 мкл (3-Diff режим), 20 мкл (5-Diff режим)



Полностью автоматическая система:

- Самодиагностика рабочего состояния и самоопределение объема реагента
- Автоматическое повторное выполнение теста
- Интеллектуальная технология плавающего порога WBC/RBC/PLT

Сверхмалый объем образца позволяет применять анализатор в педиатрии.



Загрузка до 60 образцов (проб) одновременно.
Режим непрерывной загрузки



Несколько режимов для образцов: цельной, капиллярной и разбавленной крови



Режим с закрытыми и открытыми пробирками, доступна функция STAT