

Урофлоуметр Medetron, Чехия

Урофлоуметр Dynamic UFM предназначен для уродинамического исследования состояния нижних мочевыводящих путей в урологии и урогинекологии. Это надежная и простая в использовании система, предоставляющая специалистам высокоточные результаты измерений объема и скорости потока мочи.

Метод урофлоуметрии необходим при диагностике неконтролируемой потери мочи (недержание), патологической задержки мочи или неврологических причин расстройств мочеиспускания у мужчин и женщин.


Измеряемые параметры

- Объем мочеиспускания
- Максимальный поток
- Средний поток
- Общее время мочеиспускания
- Время потока
- Время до максимального потока



Ключевые особенности и преимущества

- Высокоточный и надежный датчик весового типа
- Измерительный датчик расположен на устойчивой стойке из нержавеющей стали с регулировкой по высоте
- Функциональное программное обеспечение WinDynamic с простым и интуитивно понятным интерфейсом
- Широкие возможности пользовательских настроек
- База данных с функцией поиска и сортировки
- Проводная версия: по USB-кабелю
- Беспроводная версия: по технологии XBee с высокой и стабильной скоростью передачи данных и улучшенной защитой.



Возможности программного обеспечения

- Можно вести сразу несколько баз данных
- Запись и сохранение урофлоуметрического исследования в виде графиков и таблиц, печать цветных отчетов и номограмм
- В одном окне удобно отображаются данные измерения у выбранного конкретного пациента из картотеки
- Можно выводить статистику в оперативном режиме за все года
- Хранение в электронных картах пациента
- Результаты исследований можно накладывать друг на друга, чтобы проанализировать эффективность лечебной программы
- ПО позволяет осуществлять безопасный вход в систему с пароля
- База данных пациентов с сортировкой