

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

Современные цифровые электрокардиографы DIXION ECG оснащены антибликовым сверхчетким LCD дисплеем и встроенным термопринтером.

- Различные формы отчетов
- Встроенная аккумуляторная батарея

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА



	ECG-1003	ECG-1006	ECG-1012
Количество каналов одновременно выводимых на печать	3	3,6	6,12
Цветной дисплей	•	•	•
Интерпретация	•	•	•
Подключение к ПК	•	•	•
Автоматическая детекция аритмии	•	•	•
Поворотный дисплей	•		