

Электрокардиограф

MAC 600 прост в использовании, функционален и точен для решения поставленных клинических задач. Дополнительно может комплектоваться мобильной тележкой и вакуумной системой аппликации электродов.



MAC 600

✓ Ключевые особенности:

- Высокое качество диагностики
- Просмотр данных на экране
- Портативный и легкий: 1,2 кг
- Быстрый процесс регистрации ЭКГ
- Передача данных на SD-карту
- Беспроводная передача данных через ПО MUSE
- Количество каналов: 3

⚙ Функциональные возможности:

- Количество каналов: 3
- Одновременное изображение 12 отведений
- Диапазон измерения ЧСС: 30-300 уд/мин
- Интерпретация
- Цветной дисплей
- Встроенный термопринтер
- Подавление синфазного сигнала >100 дБ



Электрокардиограф

MAC 5 — это последняя разработка компании GE HealthCare в области кардиологии, позволяющая оптимизировать рабочие процессы и получить точные диагностические данные.



MAC 5

✓ Ключевые особенности:

- Простое подключение и точное измерение
- Беспроводная передача данных
- Удобная ручка для переноски
- Легко стерилизуемая поверхность
- Тележка с держателем кабеля пациента, держателем сканера штрихкодов и одним или двумя лотками (опционально)

⚙️ Функциональные возможности:

- 12 каналов
- 8,9" цветной сенсорный дисплей
- Экспорт данных в формате PDF / XML 4
- Отображение и печать 3, 6 или 12 отведений
- Память на 300 записей ЭКГ
- 3 варианта исполнения: с термопринтером (формат бумаги A4 / A5) или без него



Электрокардиограф

Новейший электрокардиограф MAC 7 обладает интуитивно понятным сенсорным интерфейсом, который позволяет пользователям любого уровня подготовки получать качественные диагностические данные всего в несколько касаний.



MAC 7

✓ Ключевые особенности:

- Качественная и быстрая диагностика
- Сокращение времени на 31% на выполнение процедуры регистрации ЭКГ покоя
- Возможность интерпретировать ЭКГ-данные с учетом пола и возраста пациента
- Тележка с держателем кабеля пациента, держателем сканера штрихкодов и одним или двумя лотками (опционально)

⚙️ Функциональные возможности:

- 12 каналов
- Цветной сенсорный дисплей
- Одновременная регистрация и печать 12 отведений ЭКГ
- Быстрая передача данных посредством Wi-Fi
- Отображение качества сигнала электродов на экране (функция Hook-up Adviser)

