

ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ ORANGE 1040HF

Stormoff®

ECORAY



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактность и малый вес при высокой надежности
- Включение рентгеновского излучения с помощью пульта
- Встроенная память на 8 используемых режимов съемки
- Малый размер фокусного пятна 1,2 мм
- Выходная мощность 2,4 кВт
- Портативный штатив (опция)

ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ ECORAY ORANGE 1040HF



• Моноблок EcoRay 1040HF



• Плоскопанельный детектор (опция)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моноблок	Выходная мощность	2,4 кВт
	Размер фокусного пятна	1,2 × 1,2 мм
	Время экспозиции	0,02 – 2,5 с
	Площадь снимка при фокусном расстоянии 66 см	35 × 35 см
	Количество режимов памяти	8
	Диапазон регулировок напряжения	40 – 100 кВ
	Диапазон регулировок тока	16, 25, 30, 35, 40 мА
	Установки количества электричества	0,32 – 100 мАс
	Фильтр рентгеновского излучения	3 мм Al
	Сила тока питающей сети (220 В)	16 А
	Габариты	344 × 191 × 188 мм
	Масса	12,5 кг
	Цифровой плоскопанельный детектор (опция)	Размер активной области
Разрешение изображения		2560 × 3072 пикс
Время вывода полноформатного изображения		3 с
Максимальная нагрузка на детектор		200 кг
Количество аккумуляторов		2
Зарядное устройство		Есть
Габариты		384 × 460 × 15 мм
Масса	3,3 кг	

Stormoff®