


Фетальные мониторы F15/F15 Air



Современные фетальные мониторы F15 и F15 Air открывают новые возможности мониторинга многоплодной беременности и, в зависимости от конфигурации, могут применяться для комфортной и точной диагностики двойни и тройни с использованием беспроводных датчиков.

Основные преимущества мониторов F15 / F15 Air

- **Широкий сенсорный экран более 15"** – вся информация в графиках и числах
- **Мониторинг параметров матери** (опция): ЭКГ, SPO2, Температура, АД
- **Отслеживание ЧСС матери** с помощью датчика TOCO-MHR (опция)
- **Мониторинг Тройни** (опция) с верификацией сигнала и выводом на дисплей всех параметров
- **Алгоритм КТГ-анализа** выявляет и сигнализирует о нарушениях сердцебиения: синусоидальном ритме, низкой вариабельности, тахикардии без вариабельности, замедленных децелерациях и других
- **Удобный пользовательский интерфейс** позволяет настроить любой параметр или функцию в два клика
- **Беспроводной датчик** в приборе F15 Air представляет собой сочетание превосходного промышленного дизайна и стабильной работы, без потери связи
- **Беспроводная зарядка датчиков**
- Беспроводные датчики снабжены **функцией памяти в течение 15 минут**
- **Беспроводная передача данных с одного прибора на другой (F15 Air)** позволяет не прерывать КТГ в случае транспортировки и перемещения пациента из одного отделения в другое



Внешний вид дисплея



Стойка для F15/F15 Air

Технические характеристики F15/F15 Air

	F15	F15 Air
ЧСС одного плода	•	•
ЧСС двойни	•	•
ЧСС тройни	○	○
Токотонометрия	•	•
Мониторинг движения плода	•	•
Прямое ЭКГ (DECG)	○	○
Внутриматочное давление (IUP)	○	○
ЧСС матки	•	•
ЭКГ матери	○	○
SpO ₂ матери	○	○
НИАД матери	○	○
Температура матери	○	
Проводные датчики	•	
Беспроводные датчики		•
Автоматический анализ КТГ	•	•
Встроенный термопринтер	•	•
Стимулятор плода	○	○

○ - опция

