

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ELECTRA (Chirana, Слова-



кия)

Воздействие ванны направлено на лечение полиневрита, полиневралгии, неврозов, артериосклеротических парестезий, судорог в мышцах икры, боли в суставах при артрозах и т. д. Установка осуществляет воздействие гальваническим током из воды на все тело или конечности. Эргономичное решение дизайна ванны отвечает высоким требованиям и способствует комфорту пациента при приеме процедур. Ванночки для рук поворотные с возможностью регулировки. Такое конструктивное решение учитывает пропорции тела пациента. Каждая из четырех ванночек содержит два электрода, что позволяет производить процедуры в них независимо друг от друга. Настройка температуры воды и напуск решены посредством термостатической батареи. Подбор различных режимов процедур и независимая регулировка осуществляется посредством электронного управления.

Технические характеристики

Объем ванночек для рук:	2 x 16 л
Объем ванночек для ног:	2 x 28 л
Подвод воды:	2 x 3/4"
Отвод воды:	D 75 мм
Номинальное напряжение:	230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность:	57 ВА
Степень защиты:	IP 44
Масса:	65 кг
Размеры изделия (Д x Ш x В) мм:	1225 x 950 x 900

ДУШЕВАЯ КАФЕДРА NIAGARA (Chirana, Словакия)

Душевая кафедра состоит из:

- Душа Шарко (2 струи)
- Циркулярного душа
- Восходящего душа

Все процедуры осуществляются одним врачом с пульта управления.