

Аппараты для электротерапии ЕМЕ, Италия

Современный аппарат для электротерапии токами низкого и среднечастотного диапазона, входящие в серию Therapic 9000. Аппарат оснащен независимыми каналами электротерапии и позволяет воспроизвести 25 формы тока.



Therapic 9400



Therapic 9200

✓ Ключевые особенности:

- Контроль износа проводов и электродов
- Внесение в память около 50 программ лечения
- Система контроля качества, установленная в аппаратах, совершает проверку показателей тока и напряжения в реальном времени

⚙️ Функциональные возможности:

- Количество выходных каналов: 2 в Therapic 9200; 4 в Therapic 9400
- Интегрированный серийный микроконтроллер (RS 232)
- Аварийный сигнал при отсутствии заряда на выходе



Аппараты для электротерапии BTL, Великобритания

Современный аппарат для электротерапии токами низкого и среднечастотного диапазона, с возможностью модернизации другими видами терапий.



BTL-5000 Puls

✓ Ключевые особенности:

- Уникальная модульная система
- Программируемые последовательности
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- База данных пациентов
- До четырёх терапий в одном аппарате

⚙️ Функциональные возможности:

- 5,7" цветной сенсорный экран
- Габариты: 230 × 390 × 260 мм
- Вес: 4,7–5,3 кг
- Опции: тележка, соединение с вакуумной системой



Резиновые электроды



Вакуумные электроды



Самоклеящиеся электроды

Аппараты для электротерапии BTL, Великобритания

✓ Ключевые особенности:

- Двухканальная система
- Наибольший выбор видов тока, доступных на данный момент
- Большое разнообразие функций, таких как быстрый запуск терапии (экспресс-протоколы)
- Легкая навигация на большом цветном сенсорном экране
- Протоколы собраны по необходимому терапевтическому эффекту
- Программируемые последовательности



4000 SMART



4000 PREMIUM (E)



Аппликаторы



Технические возможности

	BTL-4625 Premium	BTL-4625 SMART
Экран (цветной сенсорный)	7"	4,3"
Экспресс-протоколы	•	
Навигация по частям тела	•	
База данных пациентов	•	
Электродиагностика	•	•
Набор токов	расширенный базовый	
Габариты, мм		380x190x260
Вес, кг		макс. 3