

Шкафы для хранения стерильных эндоскопов BANDEQ, Россия

На сегодняшний день более 1000 шкафов для хранения эндоскопов марки BANDEQ успешно работают в Российских ЛПУ самого разного профиля.



Эндокаб 4 А

Функциональные возможности

- Вертикальное размещение эндоскопов
- Дверные панели из закаленного стекла обеспечивают полный визуальный контроль и возможность механической блокировки дверей с помощью замка.
- Циркуляция воздуха внутри каналов эндоскопа обеспечивает обеззараживание и предотвращает рост бактерий.
- Держатели для эндоскопов – съемные, универсальные для различных типов эндоскопов.
- Встроенный термопринтер для распечатки отчетов о процессе сушки и хранения эндоскопов
- Встроенные УФ-лампы для обеззараживания воздуха
- Внутреннее освещение камеры – автоматическое включение и выключение
- Большой 7" цветной сенсорный дисплей, на котором в режиме реального времени отображаются все необходимые процессы сушки и хранения приборов.



Съемные держатели и кронштейны



Встроенный термопринтер



Сенсорный дисплей

Модельный ряд «Эндокаб»



Эндокаб 4 А

Эндокаб 8 А

Технические характеристики	ЭНДОКАБ 4 А	ЭНДОКАБ 8 А
Вместимость, шт.	4 эндоскопа	8 эндоскопов
Габариты, мм	920×513×2050	1406×513×2050
Масса, кг	100	135
Материал корпуса	Нержавеющая сталь с полимерно-порошковым покрытием	
Материал двери	Закаленное стекло	
Способ размещения	Вертикально	
Максимальное время хранения без повторной дезинфекции, час	Подтвержденный в асептических условиях срок хранения гибких эндоскопов, предварительно прошедших ДВУ, составляет 14 дней	
Совместимость	Все типы гибких эндоскопов	