



Radiance Ultra 27"



EndoVue Monitor 24"

Медицинские мониторы

Отличные модели для визуализации сигналов высокой четкости (HD), оптимизированные для работы с эндоскопическим оборудованием, а конструкция идеальна для легкого монтажа на тележку.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживают большой спектр входных сигналов
- Оптимизированы для применения в эндоскопии
- Превосходное качество изображения
- Мультимодальные возможности визуализации
- Быстрая высокочувствительная матрица

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Radiance Ultra 27"	EndoVue Monitor 24"
Диагональ, дюймы	27	24,1
Светодиодная подсветка	•	•
Яркость, кд/м2	900	300
Калибровка света	•	•
Стабилизация подсветки	•	•
Бесшовная передняя лицевая панель из защитного стекла	•	•
Устанавливается на подставки и держатели для мониторов	•	•