

Stormoff

info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Электрокоагуляторы

VIO 3, VIO S 200/300, APC 2/APC 3

erbe



Электрокоагуляторы VIO 3

Коагулятор электрохирургический VIO 3 — это флагманская модель коагуляторов компании ERBE, созданный для комфортного применения благодаря логичному удобному и визуально понятному интерфейсу, а также 19 оптимизированным программам.



VIO 3



Уникальное универсальное гнездо MF-U 3 в 1: биполярное + монополярное + лигирование



Функциональные возможности

- Хирург всегда имеет четкое представление обо всех элементах управления с рабочего дисплея
- Коагуляторы Erbe обладают наиболее совершенной системой обратной связи и автоматического дозирования энергии на ткань для максимального сохранения здоровых структур
- Режимы коагуляторов Erbe для эндоскопии включены в клинические рекомендации большинства крупнейших эндоскопических сообществ в мире
- Широкий выбор многоцветных принадлежностей позволяет сократить расходы на операцию

○..... Возможность включения электрокоагулятора VIO 3 в состав эндоскопической видеосистемы

19 оптимизированных режимов работы, в том числе:

- Функция «Лигирование сосудов»
- Режим EndoCUT для гибкой эндоскопии

Электрокоагуляторы VIO S 200/300

Системы для высокочастотной хирургии VIO S 200/300 предназначены для использования в широком спектре различных хирургических вмешательств и поддерживают наиболее важные режимы резания (CUT) и коагуляции (COAG), а также режим FORCED APC аргонноплазменной коагуляции.



VIO S 200/300

- Дизайн управления VIO S обеспечивает быстрый, прямой доступ к параметрам программы
- Одновременное активирование двух электродов/инструментов
- NESSY обеспечивает интерактивную поддержку при наложении нейтрального электрода
- Могут комплектоваться режимами ENDO CUT
- Возможность изменения настроек в зависимости от специфики дисциплины, показаний или процедуры
- Выходная мощность дозируется в зависимости от показаний
- Изменяемая конфигурация гнезд для инструментов

Области применения	VIO 3	VIO S 300	VIO S 200
Гинекология	•	•	
Урология	•	•	
Общая Хирургия	•	•	
Гастроэнтерология/ Эндоскопия	•	•	•
Пульмонология	•	•	•
Отоларингология	•	•	
Ортопедия	•	•	
Дерматология	•		•
Челюстно-лицевая хирургия	•	•	

Модуль аргоноплазменной коагуляции APC 2/APC 3

Stormoff

APC 2/APC 3 обеспечивает эффективную коагуляцию кровотечений и девитализацию патологических тканей, минимальную карбонизацию.



Модуль аргоноплазменной коагуляции APC 2 для коагуляторов VIO 200/300 S



Модуль аргоноплазменной коагуляции APC 3 для коагулятора VIO 3

- Три режима аргоноплазменной коагуляции: FORCED APC, PRECISE APC, PULSED APC
- Бесконтактная коагуляция, нет прилипания ткани к инструменту
- Эффективная быстрая коагуляция с однородным гемостазом и девитализация
- Оптимальное дозирование мощности обеспечивает безопасность применения и контролируемую глубину проникновения

- Все APC-режимы интегрированы в VIO 3: pulsedAPC, forcedAPC und preciseAPC
- APC-гнездо – разъем для APC-инструментов с фильтром
- Помимо гнезда APC также предусмотрен многофункциональный разъем для дополнительных инструментов

Рабочая станция Erbe

Коагулятор

ERBEJET 2 для водоструйной хирургии

Приборная тележка

Передние колеса с фиксаторами



Аргоновая приставка

Ирригационная помпа для эндоскопических процедур

Контейнер для дополнительных принадлежностей