



Фетальные мониторы Dixon, Россия

Проверенный временем, надежный и качественный прибор от Российского производителя : стандартная гарантия – 36 месяцев.

Overtone 6900



Стойка для Overtone 6900



Фетальный стимулятор



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Модели подходят для двуплодной беременности
- Цветной LCD-дисплей с touch-screen
- Возможность снимать физиологические параметры матери, ЭКГ-плода и внутриматочное давление
- Автоматический анализ КТГ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6900-01	6900-02	6900-03
LCD-дисплей	•	•	•
ЧСС двух плодов	•	•	•
ЭКГ-плода (DECG)			•
Внутриматочное давление (IUP)			•
Физиологические параметры матери (ЭКГ, НИАД, SpO ₂ , T)		•	



Фетальные мониторы Dixon, Россия

Лёгкий в управлении прибор, «рабочая лошадка» для женских консультаций и частных центров. Идеальное соотношение цены и качества.

Overtone 6200



Стойка
для Overtone 6200-02



Фетальный стимулятор



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бюджетный вариант фетального монитора
- Возможность снимать ЭКГ плода и внутриматочное давление
- Автоматический анализ КТГ
- Поворотный дисплей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6200-00	6200-01	6200-02	6200-03
ЧСС одного плода	•	•	•	•
ЧСС двух плодов	•		•	
ЭКГ-плода (DECG)				•
Внутриматочное давление (IUP)				•
Температура матери				•
Бальная оценка по шкале Фишера	•	•	•	•



Overtone 6000-05/Overtone 6000-02



Датчик на 3 и 8 МГц
(опция)



Чехол для переноски
Overtone 6000

Портативные фетальные мониторы Dixon, Россия

Качественный, компактный, надежный прибор со съемными, водонепроницаемыми датчиками, способный работать в трех режимах: реального времени, усредненном или ручном.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подсветка экрана
- Аккумулятор
- Возможность докупить датчики 3 и 8 МГц
- Снабжен аудио-выходом

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	6000-02	6000-05
Сменный УЗ-датчик	•	•
Аккумулятор и зарядное устройство	батарейки	•
Подсветка экрана		•
Возможность использования с 10-ой недели беременности	•	•



Фетальные мониторы GE Healthcare, США

Компактные и легкие мониторы созданы для облегчения работы акушера-гинеколога во время перинатальных приемов, в операционной палате при риске прерывания беременности, а также в родильном отделении больницы.

Серия Corometrics 170



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-монитор с данными о частоте сердцебиения плода, частоте сокращения матки во время родов и за несколько дней до них
- Дистанционный маркер событий

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	171	172	174
ЧСС одного плода	•	•	•
ЧСС двух плодов		•	•
Сократительная активность матки, токометрия	•	•	•
Регистрация движений плода	•	•	•
ЭКГ плода (DECG)		•	•
Внутриматочное давление (IUP)			•

Фетальные мониторы GE Healthcare, США



Полноценный монитор для наблюдения в период беременности и во время родов, который включает инновационные функции, обеспечивающие высокий уровень мониторинга и более качественное лечение.

Серия Corometrics 50



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры
- Кислородная сатурация
- ЭКГ плода и матери
- Неинвазивный метод измерения артериального давления

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	256 сx	259 сx
ЧСС двух плодов	•	•
ЭКГ плода (DECG)	•	•
ЭКГ матери		•
Внутриматочное давление (IUP)	•	•
ПО для анализа ЧСС плода и сократительной активности матки	●	•
MSpO ₂ насыщение крови кислородом у матери, НИАД матери		•

● - опция