



## Фиброгастроскопы

Широкий диапазон резкости изображения и большой угол поля зрения способствуют хорошей обзорности и четкости изображения во время проведения диагностики и терапевтических мероприятий.

Отличаются высокой устойчивостью к возникновению «битых пикселей». Исключается риск образования «альфа-петель» рабочей зоны благодаря четко подобранной жесткости тубуса.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	FG – 24V	FG – 29V
Диаметр вводимой трубки, мм	7,9	9,8
Диаметр инструментального канала, мм	2	2,8
Длина рабочей части, мм	1050	1050
Общая длина, мм	1395	1395
Поле зрения, град	105°	100°
Глубина резкости, мм	3 – 100	3 – 100
Изгиб дистального конца:		
- вверх	210°	210°
- вниз	120°	120°
- вправо	120°	120°
- влево	120°	120°
Стандартный		•
Тонкий	•	