

## Каталки для транспортировки пациентов Lojer, Финляндия

Многофункциональные каталки Emergo применяются для транспортировки пациентов, оказания скорой помощи, в отделениях послеоперационного пробуждения, палатах реанимации и для общих процедур. Прочная, но при этом легкая конструкция позволяет использовать каталку в самых тяжелых условиях.

### ✓ Ключевые особенности

- Модульная конструкция, возможность создания нескольких конфигураций
- Интуитивно понятные и легкие в управлении функции
- Легкая транспортировка в любых положениях



Merivaara



### Функциональные и технические возможности

	6230	6250/6270	6350/6370
Количество секций	2	2	3
Фиксированная высота ложа	•		
Гидропривод высоты ложа		•	•
Тренделенбург/Антитренделенбург	•	•	•
Инфузионная стойка	○	○	○
Пятое центральное колесо	○	○	○

○ - опция

## Функциональные кровати Dixon, Тайвань/КНР

Медицинские (функциональные) кровати для лежачих больных обеспечивают безопасность и комфорт пациента и облегчают работу медицинского персонала.

### ✓ Ключевые особенности

- Широкий диапазон регулировки высоты для удобства пациента и медицинского персонала
- Расположение органов управления позволяет легко регулировать параметры медицинской кровати, как персоналу, так и самому пациенту
- Поверхности, контактирующие с телом пациента, выполнены из пластика по ABS-технологии, которая обеспечивает уникальные прочностные и эстетические характеристики материала



Intensive Care Bed



Classic Bed



Hospital Bed

### Технические возможности

	Intensive Care Bed	Classic Bed	Hospital Bed
Привод	электрический	электрический	механический
Пульт управления в боковых поручнях	•	•	
Центральный тормоз	•	○	
Функция сердечно-лёгочной реанимации	•	○	
Отображение углов наклона	•		

○ - опция

## Функциональные кровати Lojer, Финляндия

Разработаны для комфорта пациента, как в обычных палатах, так и в специализированных отделениях.



Salli F

### ✓ Ключевые особенности

- Протестированы и одобрены Финским центром технических исследований VTT
- Лучшая на рынке гарантия – от 2 до 10 лет
- Большое количество аксессуаров
- Модульная конструкция



Salli H



Merivaara Carena

Технические возможности	Salli F	Salli H	Merivaara Carena
Привод	механический	механо – гидравлический	электрический
Количество секций	1/2/4	2/4	4
Тренделенбург/Антитренделенбург	○	○	○
Регулировка высоты		•	•
Центральный тормоз		•	

○ - опция

## Функциональные кровати Lojer, Финляндия

Медицинские кровати высокого качества – беспроблемный выбор для больничных палат. Предназначены для использования профессиональными медицинскими работниками в больницах, медицинских центрах и других медицинских учреждениях.



ScanAfia X TK

### ✓ Ключевые особенности

- Исключительная долговечность
- Легкая маневренность
- Высокая безопасная рабочая нагрузка
- Отличный диапазон высоты



ScanAfia X ICU



ScanAfia X ICU W

Функциональные и технические возможности	ScanAfia X TK	ScanAfia X ICU	ScanAfia X ICU W
Привод (электрический)	•	•	•
Количество секций	2/4	4	4
Тренделенбург/Антитренделенбург (электропривод)		•	•
Регулировка высоты	•	•	•
Центральный тормоз	•	•	•
Функция сердечно-лёгочной реанимации (CPR)		•	•

## Функциональные кровати Lojer, Финляндия

Обеспечивают комфортное и функциональное использование в больницах, медицинских центрах и других медицинских учреждениях.

### ✓ Ключевые особенности

- Эргономичное рабочее положение благодаря впечатляющему диапазону регулировки по высоте
- Высокая надежная рабочая нагрузка
- Легкость маневрирования



ScanAfia XS



Merivaara Futura Plus

### Функциональные и технические возможности

	ScanAfia XS	Merivaara Futura Plus
Привод	электрический	пневматический/ электрический
Количество секций	2/4	2/3
Тренделенбург/Антитренделенбург	○	○
Регулировка высоты	•	○
Центральный тормоз	•	•
Аккумулятор	○	○

○ - опция

## Медицинская складная кровать Lojer, Финляндия

Функциональная модель, максимально удобная в использовании как пациентом, так и обслуживающим персоналом в условиях домашнего пребывания.



Modux

### ✓ Ключевые особенности

- Оптимальное решение для длительного и краткосрочного использования
- Складывается и раскладывается нажатием одной кнопки, инструменты не требуются
- Торцы и боковые ограждения из чистого дерева (береза)
- Боковые ограждения с двойной блокировкой

### ⚙ Функциональные возможности

- Электрический привод
- 4 секции
- Регулировка высоты
- Антитренделенбург
- Индивидуальный тормоз на каждом колесе
- Минимальная высота 27 см (с колесами диаметром 100 мм)



## Кровать функциональная медицинская Saikang, Китай

Медицинская функциональная кровать с линейным электродвигателем оснащена специальным индикатором угла, а также роликовыми бамперами, что позволяет максимально безопасно транспортировать пациента.



SK005-42

### ✓ Ключевые особенности

- Боковые панели ножной части и головной части высокие и длинные, что позволяет пациенту чувствовать себя комфортно
- Рама кровати цельнолитая, без следов сварки
- ЖК дисплей со встроенным пультом управления расположен в ножной части кровати

### ⚙️ Функциональные возможности

- Габариты кровати: 2280x1090 мм
- Габариты ложа кровати: 1925x900 мм
- 4 секции
- Гнезда для крепления: 4 штуки
- Безопасная максимальная нагрузка: 250 кг
- Регулировка высоты: 435 - 725 мм
- Регулировка спиной секции: 0 - 750
- Регулировка коленной секции: 0 – 350
- Угол наклона Тренделенбурга: 0 - 120



## Тележки медицинские Lojer, Финляндия

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальный вариант тележки для эффективного технического использования в любом отделении медицинского учреждения.



Тележки для медикаментов

### ✓ Ключевые особенности

- Функциональность
- Современный дизайн
- Мягкий ход и превосходная подвижность
- Надежная конструкция с большой грузоподъемностью

### ⚙️ Функциональные возможности

- Высокотехнологичные колеса со стальными шариковыми подшипниками, разработанные специально для больничных тележек
- Эргономичная рукоятка для перемещения
- Защитные бамперы
- Боковые направляющие на шариковых подшипниках с системой фиксации



Многофункциональные тележки



Анестезиологические тележки



Тележки специального назначения

## Прикроватные тумбочки Lojer, Финляндия

Качественная медицинская мебель, которая повышает уровень комфорта пациента и упрощает работу обслуживающего персонала.



### ✓ Ключевые особенности

- Гарантия от 2-х лет
- Надежность
- Возможность выбрать тот же цвет и отделку, что и у медицинской кровати Lojer
- Простота в эксплуатации и чистке

### ⚙️ Функциональные возможности

- Высота от 65 до 106 см
- Блокирующиеся колеса
- Каркас из дерева, алюминия или металла
- Выдвижные ящики

