



Анализаторы газов и электролитов крови Techno Medica

GASTAT-navi

- Помещается в руке и может выполнить анализ в любом месте
- Секрет высокой точности анализа — в измерительном картридже со встроенным калибратором
- Время измерения одной пробы 165 секунд
- Длительный срок службы картриджа, срок хранения — два месяца при комнатной температуре или год в холодильнике, чередование режимов хранения
- Сенсорный цветной экран и память
- Использование прибора без специальной лаборатории обеспечивает его широкое применение
- Анализ в любое время, прибор не требует каких-либо дополнительных расходных материалов и принадлежностей (мембраны, баллоны с газами, электроды и т. п.) кроме картриджа

GASTAT-navi

Технические характеристики:

Параметры	GASTAT-navi
Проба	цельная кровь
Объем пробы, мкл	200
Изменяемые параметры	Картридж pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct Картридж pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , Hct Картридж pH, pCO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCa ²⁺ , Hct
Дисплей	сенсорный ЖК дисплей
Время измерения одной пробы	165 сек
Калибровка	1 точечная перед измерением
Память	500 результатов
Сканер штрих-кода	нет
Габариты, мм	250 x 120 x 96 мм
Масса, кг	1,2