

Денситометры GE Healthcare, США



Lunar iDXA

Денситометр Lunar iDXA может оценить динамику плотности костной ткани пациента менее чем за 5 минут. Функция автоанализа позволяет провести точные расчеты за минимальное время и передать всю необходимую информацию о пациенте.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Макс. вес пациента: 204 кг
- Интерфейс DICOM: хранение, печать
- Линейный детектор с высокой плотностью расположения пикселей и технологией прямого преобразования



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диагностика костной ткани и анализ композиционного состава тела
- Исследования передне-задней проекции позвоночника, бедра, двух бедренных костей, шейки бедра
- Анализ композиционного состава тела с оценкой количества висцерального жира

