

## Авторефкератометр HRK-1, Huvitz, Ю. Корея

Новый прибор от Huvitz серии G1, которая, помимо авторефкератометра, включает в себя тонометр HNT-1 и линзметр HLM-1. Все приборы серии G1 выполнены в стандартных корпусах.

Авторефкератометр HRK-1 стабильно и точно выполняет стандартные измерения преломляющей силы глаза благодаря наличию в приборе усовершенствованного высокоэффективного источника света и новой технологии управления оптической системой (Smart Assembly Moving Control).



Авторефкератометр HRK-1



	HRK-1	HRK-7000A	HRK-8000A	HRK-9000A	Взор-9000
Производитель	Huvitz	Huvitz	Huvitz	Huvitz	Dixion
Страна	Южная Корея	Южная Корея	Южная Корея	Южная Корея	Россия
Метод измерения	Анализ излучения инфракрасного света	Анализ волнового фронта	Анализ волнового фронта	Анализ волнового фронта	Анализ излучения инфракрасного света
Рефрактометрия (REF)	+	+	+	+	+
Кератометрия (KER)	+	+	+	+	+
Периферическая кератометрия (KER-P)		+	+	+	
Режим измерений в отраженном свете (RETRO-ILL)	+	+	+	+	+
Режим осмотра переднего отрезка в цвете (COLOR)	+		+	+	
Измерение диаметра зрачка (SIZE)	+	+	+	+	+
Измерение базовой кривизны контактных линз (CLBC)	+	+	+	+	+
Мейбография — оценка функционального состояния мейбомиевых желез (MEIBO)				+	
Режим измерения разрыва слезной пленки (TFBUT)				+	
Определение субъективной рефракции для дали и близи (VA-режим)				+	
Z-Картирование — графическое представление аберраций глаза (Z-Mar)		+	+	+	
Функция автонаведения	+(по оси Y)	+	+	+	