

## Рабочее место HRT-7000, Huvitz, Ю. Корея

Для эффективного и быстрого проведения проверки зрения и подбора очков разработаны специальные рабочие места офтальмологов.

Рабочее место связывает диагностические приборы в единую оптометрическую систему, обеспечивает мгновенный обмен данными между авторефрактометром, электронным фороптором, проектором знаков и диоптриметром. Управление всеми приборами осуществляется дистанционно с единого пульта.

Рабочее место HRT-7000 оснащено удобным креслом. Специальный датчик остановки кресла и его плавное вертикальное перемещение обеспечивают комфортное положение пациента и удобную работу офтальмолога.

Кронштейн фороптора обладает огромными функциональными возможностями (наклон вправо/влево под углом 45°) и плавностью движения, что значительно облегчает рутинную работу врача.

Встроенная панель управления позволяет регулировать положение электрического кронштейна фороптора, высоту кресла пациента, а также включать/выключать дополнительное освещение.

Компания Huvitz предлагает на выбор две различные комплектации рабочего места HRT-7000: со столешницей на один или два прибора, в серебристом и черном цвете.

Проектор знаков HCP-7000

Осветительная лампа

Кронштейн проектора знаков

Фороптор HDR-9000

Кронштейн фороптора

Авторефрактометр HRK-9000A

Джойстик управления подвижной платформой

Операционная панель

Ящик для пробных линз

Подвижная платформа



Регулировка по высоте кронштейна фороптора



Кронштейн фороптора



Фороптор HDR-9000



Авторефрактометр HRK-9000A



Проектор знаков HCP-7000