

**Щелевая лампа HS-5500, Huvitz, Ю. Корея**

Надежный, универсальный и недорогой прибор производства компании Huvitz.

Уже в стандартной комплектации есть все, что нужно для решения широчайшего спектра задач: 5 ступеней увеличения, галогеновый или нижний LED-осветитель, желтый фильтр, опциональный фотокомплект и аппланационный тонометр.

Щелевая лампа  
HS-5500

**Dixon S280****HS-5500/7500****Xcel-255****Z-Series**

	Dixon S280	HS-5500/7500	Xcel-255	Z-Series
Производитель	MediWorks	Huvitz	Reichert	Keeler
Страна	Китай	Южная Корея	США	Великобритания
Тип осветителя	Нижний	Нижний	Нижний	Нижний
Лампа осветителя	Галоген/LED	Галоген/LED	Галоген/LED	Галоген/LED
Количество ступеней увеличения	2/3/5	5	3	3/5
Встроенный в микроскоп желтый фильтр		+		+
Синий (кобальтовый) фильтр осветителя	+	+	+	+
Бескрасный фильтр	+	+	+	+
Soft/полупропускающий/серый фильтр	+	+	+	+
Широкая щель — до 14 мм	+	+		+
Возможность комплектации фото/видеоосистемой	+	+		+
Возможность комплектации аппланационным тонометром	+	+	+	+