

Операционные микроскопы HAAG-STREIT, Германия



ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ



	ALLEGRA 50	ALLEGRA 500	Hi-R 700	Hi-R 700XY	Hi-R 1000
Микроскоп для хирургии		•	•	•	•
Оптика	Апохроматическая	Апохроматическая	Апохроматическая	Апохроматическая	Апохроматическая
Увеличение	Ступенчатое	Плавное, моториз.	Плавное, моториз.	Плавное, моториз.	Плавное, моториз.
XY-муфта	○	○	○	•	•
XY по трём осям					•
Бинокляр	60°, фикс.	0 – 160°	0 – 200°	0 – 200°	0 – 200°
Изменяемое рабочее расстояние		•	•	•	•
Рабочее расстояние	250 мм, фикс.	200 – 450 мм	224 – 510 мм	224 – 510 мм	224 – 510 мм
Освещение галогенное	•	•			
Освещение светодиодное (LED)	•	•	•	•	
Освещение ксеноновое	•	•	•	•	•
Блок переключаемых фильтров	•	•			
Эргономичные рукоятки с кнопками управления		•	•	•	•
Микроскоп ассистента боковой			○	○	○
Микроскоп ассистента лицом к лицу			○	○	○
Видеосистема full HD	○	○	○	○	○
Адаптер для CO2 лазера		○	○	○	○
Модуль флюоресцентной ангиографии					•
Модуль нейроонкологии 5-ALA					•
Совмещение с нейронавигационной станцией			•	•	•

○- опция