

Автоклавы Hanshin Medical



Since 1975
HANSHIN MEDICAL



HS 2321BL

- Автоматический электронный автоклав с микропроцессорным контролем;
- Параметры всех этапов стерилизации выводятся на дисплей;
- Стандартные программы в памяти;
- Свободное программирование параметров стерилизации и сушки;
- Вакуумная ретракция воздуха устраняет воздушные карманы;
- Вакуумная сушка;
- Встроенный термопринтер;
- Специализированный цикл для стерилизации приона;
- Встроенный электропарогенератор.

Стационарные стерилизаторы

	5020 S	5035 S	5035 D
Объем камеры, л	196	350	
Размер камеры (Ш×Г×В), мм	500×1000	500×1000×700	
Цилиндрическая камера	•		
Прямоугольная камера		•	•
Проходной (двухдверный)			•
Непроходной	•	•	
Количество программ		5	
Программы самодиагностики		2	



HS 5020



HS 5035



HS 5035



HS 3041 SD



HS 3041 BL

Автономные стерилизаторы

	2321 BL	2321 SD	2522 BL	2522 SD	3041 BL	3041 SD	60	85	3460
Класс стерилизации	B	S	B	S	B	S	S	S	S
Объем камеры, л	21,5	21,5	22	22	40,5	40,5	60	85	60
Количество программ	6	5	6	5	6	5	5	5	5
Размеры камеры, мм	225×425×225		255×447		302×450×302		340×719	400×741	340×723
Цилиндрическая камера			•	•			•	•	•
Прямоугольная камера	•	•			•	•			
Вертикальная загрузка							•	•	
Горизонтальная загрузка	•	•	•	•	•	•			•



HS 3460



HS 85



HS 60