



## HARMONY DREAM, DREAM FLAMINGO (neoQi, Эстония)

Модельный ряд Dream специально разработан для проведения Spa-ухода за телом в салонах красоты с ограниченной площадью. Комфортное проведение процедуры, сочетание парового воздействия, обертывания и гидротерапии в Spa-капсуле повышают эффективность классических процедур по коррекции фигуры и дополняют их программой релаксации.



## HARMONY BALANCE (neoQi, Эстония)

Balance — стол для проведения полного спектра Spa-процедур: обертываний, пилинга, стоун-терапии, влажного массажа, массажа мыльной пеной и т.д. Оснащен ручным душем, системой нагрева лежа, аудиосистемой (MP 3)

Размеры: 206 x 94 x 80

Характеристики	Dream	Dream Flamingo
Ванна		
Кислородная терапия		
Подводный аэромассаж		
Подводный гидромассаж		
Подводный вихревой массаж		
Ручной подводный массаж со шлангом		
Ручной душ	•	•
Подсветка в ванне		
Подогрев воды		
Вибромассажный стол	•	•
Паровая сауна с функцией ароматерапии	•	•
Инфракрасная сауна	•	•
Душ Виши(4 программы), к-во душевых головок/форсунок		8
Хромотерапия	•	•
Термостатический смеситель	•	•
Обдув лица	•	•
Аудиосистема с музыкотерапией (MP3)		•
Кол-во ЦПУ		2
Размеры	205 x108x135	230 x 95 x 154
Вес	158	170
Питание от сети, В		220

## HARMONY Pro (neoQi, Эстония)

HARMONY Pro – multifunctional system in the NeoQi family. The capsule series Pro has a large set of therapeutic effects. Functional capabilities of the Pro capsule correspond to the Mediq capsule and meet high quality standards, and differ in design and side opening of the dome. Multifunctional capsule Pro, with the possibility of conducting various therapeutic and restorative programs, is suitable for use in Spa-resorts, sanatoriums, centers of restorative medicine, sports clubs and centers of breathing.

Технические характеристики:

Питание	220 В, 4,5кВт
Вес	174 кг
Размеры	222 x 121 x 132 см



## HARMONY STANDARD СОЛЯНАЯ КАПСУЛА (neoQi, Эстония)

Уникальная соляная капсула Standard и процедура Saltarium реализуют методику управляемого лечебного микроклимата близкого по параметрам к условиям соляных пещер. Процедура Saltarium - это легкий способ дополнить спектр реабилитационных и профилактических мероприятий лечения заболеваний органов дыхания методом галотерапии. Многолетний опыт спелеотерапии так же показал положительное влияние этого метода на проблемы дерматологического профиля.

Установка соляной капсулы не требует дополнительных затрат, все, что вам необходимо – это небольшая площадь и источник питания.

Особенности соляной капсулы:

- ◆ Регулировка концентрации соли
- ◆ Музыкальная система (MP3)
- ◆ Подогрев лежа

### ПОКАЗАНИЯ

Профилактика легочных и аллергических заболеваний:

- ◆ Профилактика и лечение ОРВИ
- ◆ Детоксикация дыхательных путей
- ◆ Аллергические заболевания
- ◆ Бронхиальная астма
- ◆ Бронхолегочные заболевания
- ◆ ЛОР-заболевания (ринит, синусит, фарингит, ларингит)

Укрепление иммунитета

- ◆ улучшение функциональных, адаптационных и защитных функций организма.

Улучшения состояния и оздоровление кожи:

- ◆ Косметические проблемы
- ◆ Нейродермиты
- ◆ Псориаз
- ◆ Целлюлит



Психозомоциональная реабилитация:

- ◆ Синдром хронической усталости
- ◆ Перенапряжение и моральное истощение организма
- ◆ Депрессия

Технические характеристики:

Питание	230 В, 0,7 кВт
Размеры	170 x 93 x 157/202 см