

# ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

Автоматические гематологические анализаторы DIXION Hemalite предназначены для повышения эффективности анализа, снижения трудозатрат оператора, уменьшения ошибок и улучшения безопасности персонала лабораторий.

Удобные в работе гематологические анализаторы способны производить до 80 тестов в час и управляются при помощи дисплея высокого разрешения с функцией Touch Screen.

В дополнение, для исследования СОЭ используется автоматический анализатор [Westerlite 1230](#) с загрузкой на 30 пробирок.

- Большой ЖК-дисплей
- Встроенный принтер



## ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



	Hemalite 1275	Hemalite 1290	Hemalite 1295
Количество измеряемых параметров	21	27	31
Гистограммы по 3 параметрам	•	•	•
Скатеграммы		•	•
Производительность, тестов в час	60	60	80
Объем образца цельной/венозной/капиллярной крови, мкл	9	15	20
Объем образца крови, режим предилуции, 20 мкл	•	•	•
Дисплей цветной Touch Screen	•	•	
Память результатов	50 000	50 000	100 000
Автоподатчик			•