

Медицинские комбинированные ванны Unbescheiden, Германия



ГИДРОТЕРАПИЯ

Ванны с оснащением для общих электрогальванических процедур, CO₂-сухих процедур, воздушно-пузырькового и автоматического подводного массажа позволяют проводить полный спектр терапевтических программ.

Для проведения полных электрогальванических процедур установка оснащена 8 различными формами тока

	0.10-0	0.10-1	0.10-2	0.20-3	0.20-6	0.20-8	0.20-9
Ручной подводный массаж	•	•			•	•	•
Автоматический подводный массаж						•	•
Общие электрогальванические ванны		•	•		•		•
CO ₂ -сухие ванны				•	•		
Воздушно-пузырьковый массаж				○	○	•	•
Подводное вытяжение позвоночника				○	○	○	○
Подводный струйный массаж:							
Вихревые дюзы	○	○			○		
Ротационная массажная дюза	○	○			○	○	○
Электрогальванические процедуры:							
Количество электродов		8	8		8		8
Дополнительный электрод/ электромассажная щетка		○	○		○		○
Количество программ общих электрогальванических процедур		22	22		22		22
Размеры (Д x Ш x В), мм		2100 x 980 x 850			2320 x 980 x 850		

○ - опция