

Аппараты для гидроколонтерапии Hab Herrmann, Германия

Чередование давления на стенки кишечника с немедленным промыванием позволяет эффективно растворять и выводить твердый осадок и частицы, осуществлять массаж стенок кишечника и прилегающих к нему тканей. Инфузия лекарственных средств обеспечивает лечение и нормализует микрофлору.

✓ Ключевые особенности:

- Современный дизайн
- Счетчик объема воды для процедуры
- Надежность и простота в управлении



Colon-Hydromat Comfort



Colon-Hydromat Standart

Функциональные и технические возможности	Comfort	Standart
Давление воды (холодная, горячая), Бар	2 – 4	2 – 4
Регулировка температуры, °С	35 – 85	
Блокировка на 60 °С	•	
Автоматическая вытяжная вентиляция	•	
Цифровая индикация (экспонирование воды для процедуры в цвете)	•	

Аппарат для гидроколонтотерапии Hab Herrmann, Германия

Прибор для озонации и автономного нагрева воды, оснащенный системой очистки воды и является дополнительным прибором, который подходит ко всем Колоноаппаратам.



Habamat Aquaclean

✓ Ключевые особенности:

- Подходит ко всем Колон-Гидромат-аппаратам
- Разработан для применения в условиях, когда нет горячей воды или водопроводная вода сильно загрязнена
- Защита от инфицирования водопроводной воды в соответствии с DIN 1988 - 4

⚙️ Функциональные возможности:

- Входящее давление – 1,5-4 бара
- Выходящее давление – 3 бара
- Регулировка температуры – 35-85 °С
- Входная мощность – 2,25 кВт
- Водный поток – макс. 25 л/мин



Одноразовые ректальные наборы
(стандартный, детский, оливообразный)