

Ванна гинекологическая Unbescheiden, Германия

Медицинская сидячая гинекологическая ванна с подъемником.

- 4 регулируемые по высоте ножки из хромоникелевой стали
- Задние ножки оснащены розетками для крепления ванны к полу
- 1 кольцевая душевая головка с адаптером и вакуум-присосом



Ванна гинекологическая

Комплекс для орошений Unbescheiden, Германия

Комбинированный комплекс для кишечных и гинекологических орошений.

- 5 катетеров для кишечного орошения
- Встроенная арматура наполнения душевая арматура с лейкой, шлангом держателем
- Оросительный бачок – 10 л
- Плавная установка высоты оросительного бачка (диапазон 790 – 1890 мм)



Гидромассажные ванны Unbescheiden, Германия

Открывают обширные возможности проведения индивидуального интенсивного массажа и персональных программ релаксации. Благодаря точному ориентированию на анатомические зоны человека, все виды массажа в гидромассажной ванне оказывают отличное глубокое воздействие.

✓ Ключевые особенности:

- Корпус анатомической формы с разделителем для ног
- Устойчивый к коррозии стальной каркас
- Полуавтоматическая система промывки и дезинфекции медицинских ванн
- Индивидуально программируемое время терапии



Caracalla



Pacific

Функциональные и технические возможности

	Caracalla	Pacific
Зоны массажа	По 23 анатомическим зонам через 252 струйных дюз	По 14 анатомическим зонам через 148 струйных дюз
Количество массажных групп	10	5
Возможность проведения массажа с повышением	•	•
Максимальная мощность, л/мин	580	580
Уровень шума при проведении массажа не превышает 73	•	•
Максимальное давление, бар	1,9	1,9

Гидромассажная ванна Unbescheiden, Германия

Общий вихревой массаж проводится через широкополосные инжекторные дюзы, процедуру вихревого массажа можно сочетать с растворимыми в воде лечебными добавками.

- 6 анатомических зон
- 16 регулируемых вихревых инжекторных дюз
- 6 герметичных ламп, 4-х цветовая гамма (пурпурный, бирюзовый, зеленый, белый)
- Регулируемый упор для ног



Бесконтактные гидромассажные ванны Unbescheiden, Германия

Кушетка для бесконтактного массажа на воде предлагает разнообразные и индивидуальные возможности отпуска процедур.

- Плавный переход массажа по зонам
- Возможность создания и сохранения
- Автоматический процесс отпуска процедуры
- Управление: сенсорный дисплей 7"



Бальнеологические ванны для пресной воды Unbescheiden, Германия

Бальнеологические ванны специально созданы для проведения процедур с пресной водой и растворами. К таким растворам относят йодо – бромные, хвойные, скипидарные, бишофитные и пр.

✓ Ключевые особенности:

- Обшит влагостойким пластиком и армирован (с внешней стороны) специальным ламинатом
- Материал изготовления: высококачественное акриловое стекло
- Есть модификации со специальной формой для экономии используемого лечебного раствора
- Метод бесшовного вытяжения



Кинезо

⚙️ Функциональные возможности:

- Анатомический корпус с подголовником
- Ножки (4 шт)
- В нижней части обшивки расположено ревизионное окно
- Слив имеет шар-заглушку и цепочку



Напольные и настенные сатураторные установки Unbescheiden, Германия

Данные установки специально используют для сатурации пресной воды углекислым газом. Разработаны специально для водолечебных ванн Unbescheiden. Доступны 3 модели.



✓ Ключевые особенности:

- При ревматических заболеваниях
- При заболеваниях нервной системы
- При нарушении артериального периферического кровообращения
- При кожных заболеваниях

⚙️ Функциональные возможности:

- Пропускная способность – 45 (20) л/мин.
- Единовременное насыщение до 4-х водолечебных ванн
- Диаметр – 12 см
- Высота – 115 см

Функциональные и технические возможности	1.22-2 Настенный	1.22-1 Настенный	1.22-1 Напольный
Пропускная способность, л/мин	220	220	240
Единовременное насыщение, водолечебных ванн	1	До 2-х	До 4-х
Комплектация			СО ₂ -редуктор с 2-мя манометрами и уловитель грязи
Диамет, см	12	12	25
Высота, см	115	115	180

Вихревая ванна для конечностей Unbescheiden, Германия

4-х камерная ванна (2 камеры для ног и 2 отдельные для рук) для проведения электрогальванотерапии конечностей, с автоматическим управлением и дополнительной возможностью проведения электрогальванических процедур.



✓ Ключевые особенности:

- Встроенное табло управления с ЖК-дисплеем
- Программирование электрогальванических процедур, форм протекания токов и создание индивидуальных программ терапии
- Безопасность проведения электрогальванических процедур

⚙️ Функциональные возможности:

- 8 форм токов
- 8 съемных электродов из хромоникелевой (нержавеющей) стали
- Автоматическое тестирование безопасных параметров работы
- Автоматическое отключение при превышении безопасных параметров работы
- Остаточная пульсация гальванического тока < 1%



Ванны комбинированные Unbescheiden, Германия

Комбинированные медицинские гидромассажные ванны объемом 600 л. В комплектацию гидромассажных ванн различных моделей может входить установка для ручного подводного и автоматического массажа.

✓ Ключевые особенности:

- Арматура наполнения ванны с горловиной наполнения и термометром для измерения температуры наполнения
- Встроенная душевая арматура со шлангом, душем и держателем, встроенный комплект слива и перелива с заглушкой и цепочкой, боковые поручни
- Защита сухого хода насоса управляется уровнем наполнения, система трубопроводов внутри установки выполнена из меди и термостойкого пластика
- Регулируемый подголовник с резиновым валиком



Комбинированные медицинские гидромассажные ванны

⚙️ Функциональные возможности:

- Объем ванны 600 л
- Производительность 200 л/мин
- Клапан регулировки массажного давления от 0 – 5,5 бар
- Встроенный насос, моторно-насосная часть электрически разъединена
- Манометр для индикации массажного давления

Гидромассажные ванны BTL, Великобритания

Многофункциональные гидромассажные ванны для полного погружения тела с подводным массажем.

✓ Ключевые особенности:

- Ванна для полного погружения тела для всех видов медицинских учреждений и спа
- Для всех терапевтических и тонизирующих процедур
- Мощная система подводного массажа



3000 OMEGA 20 DELUXE



3000 DELTA 20



3000 ALFA 20

Функциональные и технические возможности	3000 OMEGA 20 DELUXE	3000 DELTA 20	3000 ALFA 20
Полезный объем, л	220	220	240
Количество зон гидромассажа	4	1	
Регулировка интенсивности гидромассажа	•		
Подводный массаж	○		•
“Горячие клавиши” быстрого запуска терапии	•		
Сенсорный LCD экран с диагональю 5.7”	•		

Комплекс подводного вытяжения позвоночника Unbescheiden, Германия

Медицинский комплекс подводного горизонтального вытяжения позвоночника на базе специальной медицинской ванны большого объема или ванны в форме «Бабочки».

✓ Ключевые особенности:

- Встроенная арматура наполнения с горловиной наполнения и термометром для измерения температуры наполнения
- Встроенная душевая арматура со шлангом, душем и держателем
- Встроенный слив с заглушкой и цепочкой, система перелива
- Встроенный регулируемый подголовник из хромоникелевой стали со сменным резиновым валиком
- Плавная регулировка массажного давления от 0 до 5,5 бар



1500 л



800 л

Функциональные и технические возможности

	1500 л	800 л
Ванна в форме «Бабочки» (Баттерфляй или Губарта)	•	
На базе специальной медицинской ванны большого объема		•
Размеры внешние (Д x Ш x В), см	203 / 183 x 206 x 100	247 x 103 x 88
Размеры внутренние (Д x Ш x В), см	190 / 170 x 1 93 x 60	200 x 90 x 60
Высота подъема, см	До 70	До 70
Время подъема/опускания, см/сек	3	3

Аппараты для гидроколонтерапии Hab Herrmann, Германия

Чередование давления на стенки кишечника с немедленным промыванием позволяет эффективно растворять и выводить твердый осадок и частицы, осуществлять массаж стенок кишечника и прилегающих к нему тканей. Инфузия лекарственных средств обеспечивает лечение и нормализует микрофлору.

✓ Ключевые особенности:

- Современный дизайн
- Счетчик объема воды для процедуры
- Надежность и простота в управлении



Colon-Hydromat Comfort



Colon-Hydromat Standart

Функциональные и технические возможности	Comfort	Standart
Давление воды (холодная, горячая), Бар	2 – 4	2 – 4
Регулировка температуры, °С	35 – 85	
Блокировка на 60 °С	•	
Автоматическая вытяжная вентиляция	•	
Цифровая индикация (экспонирование воды для процедуры в цвете)	•	

Аппарат для гидроколонотерапии Hab Herrmann, Германия

Прибор для озонации и автономного нагрева воды, оснащенный системой очистки воды и является дополнительным прибором, который подходит ко всем Колоноаппаратам.



Habamat Aquaclean

✓ Ключевые особенности:

- Подходит ко всем Колон-Гидромат-аппаратам
- Разработан для применения в условиях, когда нет горячей воды или водопроводная вода сильно загрязнена
- Защита от инфицирования водопроводной воды в соответствии с DIN 1988 - 4

⚙️ Функциональные возможности:

- Входящее давление – 1,5-4 бара
- Выходящее давление – 3 бара
- Регулировка температуры – 35-85 °С
- Входная мощность – 2,25 кВт
- Водный поток – макс. 25 л/мин



Одноразовые ректальные наборы
(стандартный, детский, оливообразный)