

ИФА-анализаторы Rayto (Китай) Awareness Technology (США)



RT-2100C
Rayto



Stat Fax 4200
Awareness Technology



ChemWell 2910 (Combi)
Awareness Technology

Аппараты Rayto и Awareness Technology позволяют провести иммуноферментный анализ крови (ИФА), что является одним из наиболее востребованных исследований лабораторной диагностики.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Предназначены для проведения качественных и количественных ИФА
- Стандартные планшеты для всех реакций
- Высокая точность и широкий диапазон измерений ИФА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	RT-2100C Rayto	Stat Fax 4200 Awareness Technology	ChemWell 2910 (Combi) Awareness Technology
Вид ИФА-анализатора	Полуавтоматический	Полуавтоматический	Автоматический
Управление	Сенсорный 7,8"	29 сенсорных клавиш	Внешний ПК
Измерительные планшеты, лунок	96 или 48	96	96
Принтер	Внешний	Встроенный термопринтер	Внешний