

ИВЛ
eVENT Medical, США



АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ



| | eEvolution 3e | Inspiration 7i |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Пневмопривод | | • |
| Электропривод | • | |
| Встроенный компрессор | | ○ |
| Дети/новорожденные | ○ | • |
| Неинвазивная вентиляция | • | • |
| Принудительная вентиляция | • | • |
| Вспомогательная вентиляция | • | • |
| Адаптивная вентиляция | • | • |
| Триггер по давлению | • | • |
| Триггер по потоку | • | • |
| Парамагнитный датчик кислорода | | ○ |
| Небулайзер | • | • |
| Визуализация работы легких | • | • |
| Аккумулятор | • | • |

○- опция