

Инкубаторы GE Healthcare, США

ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



	Giraffe INC
Сервоконтроль t^0 воздуха	•
Сервоконтроль t^0 кожи	•
Сервоконтроль влажности	•
Мониторинг содержания O ₂	•
Сервоконтроль O ₂	○
LCD - дисплей	•
Аварийный аккумулятор	•
Регулировка высоты основания	•
Держатель рентген-кассеты	•
Запись трендов	•
Ящик для принадлежностей	•
Встроенные весы	○

○- опция