

Инкубаторы-трансформеры

GE Healthcare, США

DRÄGER, Германия



	Giraffe Omnibed GE Healthcare	Babyleo TN500 DRÄGER
Трансформация в Открытую Реанимационную систему	•	•
Встроенный источник лучистого тепла	•	•
Сервоконтроль t ⁰ кожи, воздуха	•	•
Сервоконтроль влажности	•	•
Мониторинг содержания O ₂	•	•
Сервоконтроль O ₂	○	○
Сенсорный цветной дисплей	•	•
Отключение сигнала тревог без прикосновений «hands- free»	•	
Развешивающий уход (регулировка шума, света, MP3)		○
Матрас с подогревом		○
Крупная колесная система для легкого перемещения	•	•
Регулировка высоты инкубатора	•	•
Запись трендов по всем параметрам	•	•
Ящик для принадлежностей	○	○
Весы	○	○

○- опция