

Инкубаторы DIXION, Россия



ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



	BabyGuard 1101	BabyGuard 1103	BabyGuard 1107	BabyGuard 1120
Сервоконтроль t ⁰ воздуха, кожи	•	•	•	•
Пассивный увлажнитель		•		
Сервоконтроль влажности			•	•
Мониторинг содержания O ₂			•	•
Сервоконтроль O ₂			○	○
ЖК-дисплей с подсветкой				•
LCD - дисплей				○
Индикаторы	•	•	•	
Аварийный аккумулятор			•	•
Регулировка высоты основания				•
Держатель рентген-кассеты				•
Запись трендов				•
Ящик для принадлежностей	•	•	•	•
Встроенные весы		○	○	○

○- опция