

Инкубаторы DRÄGER, Германия



	Isolette C2000	Isolette 8000	Isolette 8000 plus
Сервоконтроль t° воздуха	•	•	•
Сервоконтроль t° кожи	•	•	•
Пассивный увлажнитель	•	•	•
Сервоконтроль влажности	•	•	•
Мониторинг содержания O ₂	•	•	•
Сервоконтроль O ₂	○	○	•
ЖК-дисплей с подсветкой	•	•	•
LCD - дисплей		○	○
Аварийный аккумулятор	•	•	•
Регулировка высоты основания	•	•	•
Держатель рентген-кассеты	•	•	•
Запись трендов	•	•	•
Ящик для принадлежностей	•	•	•
Встроенные весы	○	○	○

○- опция