

## Видеоэндоскопы Insighters, Китай

Единая рабочая станция для всех видов видеоэндоскопов. Широкая линейка для взрослых, детей и новорожденных.

### ✓ Ключевые особенности

- Съемный, портативный, универсальный монитор для всех рукояток
- Запись фото и видео на внутреннюю память мобильного монитора или рабочей станции
- Работа в беспроводном режиме (беспроводной адаптер)
- Комплексное решение для традиционной (рутинной) интубации и для сложных дыхательных путей



Гибкие видеоэндоскопы  
Insighters



Видеоэндоскопы  
Insighters  
для двухпросветных  
трубок и неонатальные

|  | Название      | Модель   | Наружный диаметр/<br>Диаметр канала | Длина  | Угол изгиба               |
|--|---------------|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| Видеоэндоскоп<br>без биопсийного<br>канала | Insight iS3-F | iS3-FN2  | 2,2 мм / -                          | 780 мм | -                         |
|  | Insight iS3-F | iS3-FN2S | 2,2 мм / -                          | 360 мм | -                         |
|  | Insight iS3-F | iS3-F2   | 2,4 мм / -                          | 600 мм | Up 150–180° Down 150°     |
|  | Insight iS3-F | iS3-F2S  | 2,4 мм / -                          | 360 мм | Up 150–180° Down 150°     |
| Видеоэндоскоп<br>с биопсийным<br>каналом   | Insight iS3-C | iS3-C32  | 3,2/1,2                             | 600 мм | Up 130–180° Down 130–150° |
|  | Insight iS3-C | iS3-C32S | 3,2/1,2                             | 360 мм | Up 130–180° Down 130–150° |
|  | Insight iS3-C | iS3-C35  | 3,5/1,2                             | 600 мм | Up 130–180° Down 130–150° |
|  | Insight iS3-C | iS3-C35S | 3,5/1,2                             | 360 мм | Up 130–180° Down 130–150° |
|  | Insight iS3-C | iS3-C42  | 4,2/2,0                             | 600 мм | Up 130–180° Down 130°     |
|  | Insight iS3-C | iS3-C42S | 4,2/2,0                             | 360 мм | Up 130–180° Down 130°     |
|  | Insight iS3-C | iS3-C45  | 4,5/2,0                             | 600 мм | Up 130–180° Down 130°     |
|  | Insight iS3-C | iS3-C52  | 5,2/2,6                             | 600 мм | Up 130–180° Down 130°     |
|  | Insight iS3-C | iS3-C52S | 5,2/2,6                             | 360 мм | Up 130–180° Down 130°     |
|  | Insight iS3-C | iS3-C58  | 5,8/3,0                             | 600 мм | Up 130–160° Down 130°     |

## Видеоэндоскопы для трудной интубации Insighters, Китай

Ригидный видеоларингоскоп iS3-R позволяет проводить интубацию на трудных дыхательных путях у пациентов с нарушением анатомического соотношения, новообразованиями, снижением подвижности височно-нижнечелюстного сустава и т.д.



Видеоларингоскоп iS3-R

Видеоларингоскоп iS3-RP  
(педиатрический)

### ✓ Ключевые особенности

- Подключение к рабочей станции с помощью беспроводной технологии NFC или через кабель USB Type-C, а также к внешнему медицинскому монитору

### ⚙️ Функциональные возможности

- Контрастный 3,5-дюймовый универсальный портативный монитор
- Запись фото и видео на внутренний носитель (8GB)
- Время работы до 4 часов
- Изгибаемый кончик из металла с «памятью» для лучшего позиционирования интубационной трубки

## Видеоларингоскопы для рутинной интубации Insighters, Китай

Линейка видеоларингоскопов для рутинной интубации создана для облегчения работы врача анестезиолога-реаниматолога и безопасности пациента.



iS6



iS3-L



Клинка из поликарбоната



Клинка из металла

### ✓ Ключевые особенности

Одноразовые и многоразовые клинки

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| • Одноразовые      | • SS, S — детские |
| • Многоразовые     | • M, L — взрослые |
| • Из поликарбоната | • SS, S — детские |
| • Из металла       | • M, L — взрослые |

### ⚙️ Функциональные возможности

- Контрастный 3,5-дюймовый универсальный портативный монитор
- Запись фото и видео на внутренний носитель (8GB)
- Время работы до 4 часов
- iS3-L — пластиковая рукоятка
- iS6 — металлическая рукоятка