

# Stormoff


info@stormoff.com  
+7 (495) 956-05-57  
www.stormoff.ru

## Видеоэндоскопы

 insighters



## Комплексное решение для анестезиологии и реанимации



Рабочая станция анестезиолога для традиционной интубации и интубации трудных дыхательных путей с возможностью телемедицины

Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей пациента является ключевым навыком в работе врача анестезиолога-реаниматолога как при стандартной интубации, так и в случае трудных дыхательных путей.

Видеоэндоскопическая система Insighters позволяет решить большинство клинических задач при интубации, с которыми сталкивается современный доктор: нарушение анатомического соотношения, новообразования, снижение подвижности височно-нижнечелюстного сустава и т.д.



Набор для рутинной интубации и интубации с техническими сложностями



Видеоларингоскоп 2,2 мм

## Видеоларингоскоп для рутинной интубации



insight iS3-L



insight iS6



### Сменные клинки для интубации

- Одноразовые
- Многоразовые
- Из поликарбоната
- Из металла
- SS — неонатальные
- S — педиатрические
- M — детские/взрослые
- L — взрослые

## Гибкие видеоэндоскопы для ЛОР, бронхоскопии и пульмонологии

Широкая линейка гибких видеоэндоскопов Insighters благодаря своей мобильности и универсальности позволяет решать множество клинических задач:

- Повседневная бронхоскопия
- Лечение острой дыхательной недостаточности
- Аспирация секрета под визуальным контролем
- Получение смыва для бактериологического исследования
- Выявление источников кровохарканья
- Перибронхиальная биопсия легких
- Селективная бронхография

### Один видеоэндоскоп решает множество задач в различных направлениях медицины

#### ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ:


- Фарингоскопия
- Ларингоскопия:
  - Диагностическая
  - Лечебная

#### ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:

- Амбулаторная трахеобронхоскопия
- Санирующая бронхоскопия


#### БРОНХОСКОПИЯ:

- Диагностическая
- Лечебная
- Удаление инородных тел
- Полипэктомия



|                                      | Название      | Модель   | Наружный диаметр/<br>Диаметр канала | Длина  | Угол изгиба               |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| Видеоэндоскоп без биопсийного канала | Insight iS3-F | iS3-FN2  | 2.2 mm / -                          | 780 mm | –                         |
|                                      | Insight iS3-F | iS3-FN2S | 2.2 mm / -                          | 360 mm | –                         |
|                                      | Insight iS3-F | iS3-F2   | 2.4 mm / -                          | 600 mm | Up 150–180° Down 150°     |
|                                      | Insight iS3-F | iS3-F2S  | 2.4 mm / -                          | 360 mm | Up 150–180° Down 150°     |
| Видеоэндоскоп с биопсийным каналом   | Insight iS3-C | iS3-C32  | 3.2/1.2                             | 600 mm | Up 130–180° Down 130–150° |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C32S | 3.2/1.2                             | 360 mm | Up 130–180° Down 130–150° |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C35  | 3.5/1.2                             | 600 mm | Up 130–180° Down 130–150° |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C35S | 3.5/1.2                             | 360 mm | Up 130–180° Down 130–150° |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C42  | 4.2/2.0                             | 600 mm | Up 130–180° Down 130°     |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C42S | 4.2/2.0                             | 360 mm | Up 130–180° Down 130°     |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C45  | 4.5/2.0                             | 600 mm | Up 130–180° Down 130°     |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C52  | 5.2/2.6                             | 600 mm | Up 130–180° Down 130°     |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C52S | 5.2/2.6                             | 360 mm | Up 130–180° Down 130°     |
|                                      | Insight iS3-C | iS3-C58  | 5.8/3.0                             | 600 mm | Up 130–180° Down 130°     |

## Различные способы визуализации, передачи и хранения фото



# Stormoff