

Stormoff


info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Видеоэндоскопы

 **insighters**



Комплексное решение для анестезиологии и реанимации



Рабочая станция
анестезиолога для
традиционной интубации
и интубации трудных
дыхательных путей
с возможностью
телемедицины



Набор для рутинной
интубации и интубации
с техническими сложностями



Видеоларингоскоп 2,2 мм

Видеоларингоскоп для рутинной интубации



insight iS3-L



insight iS6



Сменные клинки для интубации

- Одноразовые
- Многоразовые
- Из поликарбоната
- Из металла
- SS — неонатальные
- S — педиатрические
- M — детские/взрослые
- L — взрослые

Гибкие видеоэндоскопы для ЛОР, бронхоскопии и пульмонологии

Широкая линейка гибких видеоэндоскопов Insighters благодаря своей мобильности и универсальности позволяет решать множество клинических задач:

- Повседневная бронхоскопия
- Лечение острой дыхательной недостаточности
- Аспирация секрета под визуальным контролем
- Получение смыва для бактериологического исследования
- Выявление источников кровохарканья
- Перибронхиальная биопсия легких
- Селективная бронхография

Один видеоэндоскоп решает множество задач в различных направлениях медицины

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ:


- Фарингоскопия
- Ларингоскопия:
 - Диагностическая
 - Лечебная

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:

- Амбулаторная трахеобронхоскопия
- Санирующая бронхоскопия


БРОНХОСКОПИЯ:

- Диагностическая
- Лечебная
- Удаление инородных тел
- Полипэктомия



	Название	Модель	Наружный диаметр/ Диаметр канала	Длина	Угол изгиба
Видеоэндоскоп без биопсийного канала	Insight iS3-F	iS3-FN2	2.2 mm / -	780 mm	—
	Insight iS3-F	iS3-FN2S	2.2 mm / -	360 mm	—
	Insight iS3-F	iS3-F2	2.4 mm / -	600 mm	Up 150–180° Down 150°
	Insight iS3-F	iS3-F2S	2.4 mm / -	360 mm	Up 150–180° Down 150°
Видеоэндоскоп с биопсийным каналом	Insight iS3-C	iS3-C32	3.2/1.2	600 mm	Up 130–180° Down 130–150°
	Insight iS3-C	iS3-C32S	3.2/1.2	360 mm	Up 130–180° Down 130–150°
	Insight iS3-C	iS3-C35	3.5/1.2	600 mm	Up 130–180° Down 130–150°
	Insight iS3-C	iS3-C35S	3.5/1.2	360 mm	Up 130–180° Down 130–150°
	Insight iS3-C	iS3-C42	4.2/2.0	600 mm	Up 130–180° Down 130°
	Insight iS3-C	iS3-C42S	4.2/2.0	360 mm	Up 130–180° Down 130°
	Insight iS3-C	iS3-C45	4.5/2.0	600 mm	Up 130–180° Down 130°
	Insight iS3-C	iS3-C52	5.2/2.6	600 mm	Up 130–180° Down 130°
	Insight iS3-C	iS3-C52S	5.2/2.6	360 mm	Up 130–180° Down 130°
	Insight iS3-C	iS3-C58	5.8/3.0	600 mm	Up 130–180° Down 130°

Различные способы визуализации, передачи и хранения фото



Stormoff