

Видеоэндоскопы Insighters, Китай

Единая рабочая станция для всех видов видеоэндоскопов с неонатальной и педиатрической линейкой размеров и длин.

✓ Ключевые особенности

- Съёмный, портативный, универсальный монитор для всех рукояток
- Запись фото и видео на внутреннюю память мобильного монитора или рабочей станции
- Работа в беспроводном режиме (беспроводной адаптер)
- Комплексное решение для традиционной (рутинной) интубации и для сложных дыхательных путей



Гибкие
видеоэндоскопы
Insighters



Неонатальные
видеоэндоскопы
Insighters

Функциональные возможности	iS3-FN2	iS3-FN2S	iS3-F2	iS3-F2S	iS3-C32	iS3-C32S	iS3-C35	iS3-C35S
Размерный ряд	Неонатальный				Педиатрический			
Неизгибаемый	•	•	•	•				
Диаметр вводимой трубки, мм	2,2	2,2	2,4	2,4	3,2	3,2	3,5	3,5
Диаметр рабочего канала, мм					1,2	1,2	1,2	1,2
Рабочая длина, мм	600	380	600	380	600	380	600	380
Область применения:								
- Интубация	•	•	•	•	•	•	•	•
- Ларингоскопия						•		•
- Бронхоскопия					•		•	