



Колонофиброскоп

Фиброоптический прибор с удлиненной вводимой трубкой для исследования нижних отделов ЖКТ, предназначенный преимущественно для рутинных операций.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная фиброоптическая система с долгим сроком службы
- Канал подачи воды/воздуха для промывания дистальной линзы
- Высокая устойчивость к появлению «битых пикселей» и образованию «альфа-петель»
- Удобная рукоятка с эргономичным расположением управляющих элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

FC-38LV

Диаметр вводимой трубки, мм	12,8
Диаметр инструментального канала, мм	3,8
Длина рабочей части, мм	1700
Общая длина, мм	2045
Поле зрения, град	120°
Глубина резкости, мм	3 – 100
Изгиб дистального конца:	
- вверх	180°
- вниз	180°
- вправо	160°
- влево	160°