

## Компрессоры сжатого воздуха Dixon Remeza, Беларусь

Компрессор для обеспечения сжатым воздухом наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов ИВЛ. Также можно использовать отдельно в качестве дополнительного устройства подачи газа.

### ✓ Ключевые особенности:

- Рассчитан на долговременную работу
- Шумоизоляционный корпус на колесах с тормозами
- Встроенная система охлаждения и контроль очистки воздуха
- Световые индикаторы, отображающие нормальную работу компрессора и перегрев



Dixon



KM-24.OLD10KM  
Remeza

### Функциональные и технические возможности

	Dixon	KM-24.OLD10KM
Фильтр 5μ	•	•
Режим работы	Непрерывный	Непрерывный
Таймер	•	•
Ресивер, л		24
Срок службы, часы	Не менее 8000	Не менее 8000
Производительность, л/мин	40	60