## СИСТЕМЫ ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА



Серджин Эйр



Инструмент Эйр

## Системы ламинарного потока Dixion, Россия

Серджин Эйр обеспечивает 1 м<sup>3</sup> защитной зоны класса ISO 5, что позволяет проводить малые хирургические вмешательства вне операционных палат, оснащенных потолочной ламинарной системой.

## [<del>\*</del> = ]

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддержание стерильности операционной зоны
- Защитный ламинарный поток для стерильных инструментов
- Микропроцессорное управление
- Мобильность использования для полевых госпиталей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Серджин Эйр	Инструмент Эйр
Максимальный объем выходящего воздушного потока	600 м³/час ± 20%	450 м³/час ± 20%
Фильтр тонкой очистки воздуха сменный НЕРА Н14	•	•
Фильтр предварительной очистки воздуха G4	•	•
Мобильность установки	•	•
Лазерное наведение на операционное поле	•	