

Системы ламинарного потока Dixon, Россия

Серджин Эйр обеспечивает стерильную защитную зону площадью 1 м³. Идеально подходят в качестве дополнения к встроенным потолочным ламинарным системам или станут полноценной альтернативой в случае их отсутствия в малых операционных залах больниц и амбулаторий.

✓ Ключевые особенности

- Лазерное наведение четырех интегрированных линейных лазеров визуализирует стерильную зону (Серджин Эйр)
- Оснащены фильтрами высокой степени очистки воздуха, что гарантирует минимизацию инфекционных рисков
- Корпус аппарата устойчив к обработке дезинфицирующими средствами
- Эргономика оборудования и легкость управления



Серджин Эйр



Инструмент Эйр

Технические возможности

| Технические возможности | Серджин Эйр | Инструмент Эйр |
|---|-------------------|----------------|
| Объем воздушного потока, м куб/час | 600 | 450 |
| Фильтр предварительной очистки воздуха G4 | • | • |
| Фильтр высокоэффективной очистки воздуха HEPA H14 | • | • |
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 540/1650–2070/660 | 520×1220×800 |
| Вес, кг | 95 | 45 |