

Stormoff

lab@stormoff.ru
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Дозаторы и наконечники



Ваш надежный помощник в дозировании



Дозаторы пипеточные

Серия механических дозаторов ЛЕНПИПЕТ — это комфорт в работе и точность результатов.

- Эргономичный дизайн в сочетании с легким весом обеспечивают комфортную работу в течение всего рабочего дня
- Небольшое усилие при дозировании предотвращает риск синдрома запястного канала
- Широкий ассортимент дозаторов
- С наконечниками под данные дозаторы не возникнет проблем. Компания ЛЕНПИПЕТ производитель и дозаторов, и наконечников
- Официальная гарантия и сервисное обслуживание в РФ
Собственная метрологическая лаборатория. Поверяем дозаторы любых производителей

Артикул	Наименование	Точность, %	Воспр-мость, %
Одноканальные механические дозаторы переменного объема			
4031001	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 0,1-2,0 мкл	±12,0...6,0	7,0...5,0
4031002	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 0,5-10 мкл	±5,0...2,0	5,0...1,5
4031003	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 2-20 мкл	±5,0...2,0	2,0...0,8
4031004	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 5-50 мкл	±2,5...1,5	1,5...0,6
4031005	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 10-100 мкл	±2,0...1,5	1,0...0,6
4031006	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 20-200 мкл	±2,0...1,5	0,8...0,6
4031007	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 100-1000 мкл	±1,5...1,0	0,6...0,4
4031008	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 1-5 мл	±1,0	0,4
4031009	Дозатор пипеточный одноканальный ЛЕНПИПЕТ 1-10 мл	±1,0	0,4
Многоканальные механические дозаторы переменного объема			
4032001	Дозатор пипеточный 8-канальный ЛЕНПИПЕТ 0,5-10 мкл	±12,0...4,0	8,0...3,0
4032002	Дозатор пипеточный 8-канальный ЛЕНПИПЕТ 5-50 мкл	±5,0...3,0	3,0...1,5
4032003	Дозатор пипеточный 8-канальный ЛЕНПИПЕТ 30-300 мкл	±3,0...1,5	1,5...0,8



Дозаторы автоклавируемые

Решения ЛЕНПИПЕТ — это надежные продуманные устройства для стабильного и точного дозирования в вашей лаборатории. Мы поможем вам обеспечить точность и воспроизводимость результатов.

Полная автоклавируемость

В ряде процессов качество результатов зависит от абсолютной стерильности. Чтобы обеспечить стерильность и предотвратить перекрестное загрязнение, дозаторы можно стерилизовать в автоклаве при 121 °С. Дозатор выполнен из материалов, обладающих высокой стойкостью к химическим реагентам и УФ-излучению.

Легкость дозирования

Конструкция дозаторов позволяет пользователю прикладывать минимум усилий при нажатии кнопки дозирования, что обеспечивает легкость и стабильность дозирования. А это, в свою очередь, позволяет получать хорошие результаты дозирования в течение более длительных периодов работы.

Эргономика

При рутинной работе в лаборатории необходим удобный дозатор. Дозатор отвечает всем современным требованиям эргономики, повышает комфортность работы лаборанта, значительно уменьшает постоянное напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращает риск развития синдрома запястного канала, связанного с профессиональной деятельностью.



Одноканальные механические дозаторы автоклавируемые

Артикул	Наименование	Шаг, мкл	Объем, мкл	Точность, %	Воспр-мость %	Цвет. код	Наконечник
4131001	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 0,1-2,5 мкл	0,002	0,2 2	±20,0 ±6,0	7,0 5,0		0,5-10
4131002	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 0,5-10 мкл	0,01	1 10	±7,0 ±2,0	5,0 1,5		0,5-10
4131003	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 2-20 мкл	0,02	2 20	±5,0 ±3,0	2,0 0,8		200/250/300
4131004	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 5-50 мкл	0,05	5 50	±2,5 ±1,5	1,5 0,6		200/250/300
4131005	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 10-100 мкл	0,1	10 100	±2,0 ±1,5	1,0 0,6		200/250/300
4131006	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 20-200 мкл	0,2	20 200	±3,0 ±1,5	0,8 0,6		200/250/300
4131007	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 0,1-1 мл	1,0	100 1000	±1,5 ±1,0	0,6 0,4		100-1000
4131008	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 0,5-5 мл	5,0	500 5000	±1,0 ±1,0	0,4 0,4		1-5 мл (Ø13,4 мм)
4131009	Дозатор пипеточный автокл. 1-кан. ЛЕНПИПЕТ 1-10 мл	10,0	1000 10000	±1,0 ±1,0	0,4 0,4		1-10 мл (Ø15,4 мм)

Наконечники

Артикул	Наименование	Фасовка
Наконечник 0,5-10 мкл, длина 31,7 мм		
	Наконечник 0,5-10 мкл	500 шт/уп
Наконечник 5-200 мкл, желтый, длина 49,5 мм		
9000203	Наконечник 5-200 мкл	1000 шт/уп
9000204	Наконечник 5-200 мкл	25000 шт/кор
Наконечник 0,5-250 мкл, длина 52,5 мм		
9000251	Наконечник 0,5-250 мкл	96 шт/штат
9000253	Наконечник 0,5-250 мкл	1000 шт/уп
9000254	Наконечник 0,5-250 мкл	20000 шт/кор
Наконечник 5-300 мкл, длина 52,5 мм		
9000301	Наконечник 5-300 мкл	96 шт/штат
9000303	Наконечник 5-300 мкл	1000 шт/уп
9000304	Наконечник 5-300 мкл	20000 шт/уп
Наконечник 100-1000 мкл, длина 71,5 мм		
9001001	Наконечник 100-1000 мкл	96 шт/штат
9001003	Наконечник 100-1000 мкл	1000 шт/уп
9001004	Наконечник 100-1000 мкл	5000 шт/уп
Наконечник 0,5-5 мл, длина 147,5 мм, тип Thermo		
9005003	Наконечник 0,5-5 мл (тип Thermo)	100 шт/уп
Наконечник 1-5 мл, длина 120,0 мм, тип новый Ленпипет/Sartorius		
9105002	Наконечник 1-5 мл (тип Sartorius)	50 шт/уп
Наконечник 1-10 мл, длина 150 мм, тип Thermo		
9009992	Наконечник 1-10 мл (тип Thermo)	40 шт/уп
Наконечник 1-10 мл, длина 165 мм, тип новый Ленпипет/Sartorius		
9109992	Наконечник 1-10 мл (тип Sartorius)	40 шт/уп
Наконечник 0,5-300 мкл, длина 52 мм		