



LensHooke X1 PRO

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Сенсорный 3,5" дисплей
- Работа от аккумулятора в течение 3 часов
- Объем образца: 40 мкл
- Время одного исследования: 2–5 мин
- Память устройства: 30 исследований

## Анализаторы спермы Bonraybio, Китай

Анализатор качества спермы LensHooke X1 PRO – это компактный, полностью автоматический и удобный в использовании оптический анализатор качества спермы, пришедший на смену классическому исследованию на микроскопе.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Измеряемые параметры: концентрация, прогрессивная и непрогрессивная подвижность, неподвижность, морфология, параметры CASA (MSC, PMSC, VAP, VSL, VCL, LIN, STR, WOB, ALH и BCF), pH
- Демонстрация видео пациенту
- Компактность, простота и точность в работе
- Долгосрочная работа без технического обслуживания

