

LensHooke X1 PRO

Анализатор качества спермы

Первый компактный полностью автоматический анализатор



Stormoff® Дистрибьютор оборудования Bonraybio


bonraybio®
Technology Inside

Функциональность и эргономика



- Революционная компактность
- Сенсорный экран с диагональю 3,5"
- Демонстрация видео пациенту
- Простота и точность в работе
- Долгосрочная работа без технического обслуживания
- Применение на любом рабочем месте врача
- Работа от аккумулятора в течение 3 часов



Автофокус и Full HD

Позволяет получать динамические кадры с разрешением 1080P для изучения морфологии сразу после анализа



Подключение к локальной сети

Анализатор может быть подключен к различным типам устройств для просмотра и загрузки файлов



Отчеты в нескольких форматах

В результате исследования вы получаете отчеты в форматах PDF, видео MP4 и таблицы CSV



Настраиваемый отчет в формате PDF

Предоставляет отчет по 4 ключевым параметрам, а также CASA (MSC, PMSC, VAP, VSL, VCL, LIN, STR, WOB, ALN и BCF)



Сканирование штрих-кодов

Может подключаться к сканеру штрих-кодов для сканирования идентификатора пациента / образца



Контроль Качества

Три разных уровня контроля качества позволяют оценить правильность проведения исследования