

Наркозные аппараты Löwenstein Medical, Германия



	Leon Plus
Пневмопривод	•
Полуоткрытый, полузакрытый и открытый контур	•
Проведение низкотоочной анестезии	•
Механическая и ручная вентиляция	•
Предохранительный клапан	•
Графики и числовые значения мониторинга	•
Капнометрия в прямом потоке	•
Анализ анестетиков	•
Электронный смеситель для 3-х газов	•
Электронные ротаметры	•
Бронхоотсос	•
Парамагнитный датчик кислорода	•
Аккумуляторная батарея	•