

Автоматические анализаторы гликогемоглобина H8 / H9 / GH 900 Plus

Lifotronic, KHP

- Технология ВЭЖХ определения HbA1c
- Определение концентрации HbA1a/HbA1b/HbF/HbLA1c/HbA0
- Один клик для начала анализа



Технические характеристики	GH 900 Plus	H8	H9
Технология	ВЭЖХ (Высокоэффективная Жидкостная Хроматография)		
Скорость выполнения теста	130 секунд	130 секунд	96 секунд
Максимальная производительность	27 тестов/час	28 тестов/час	37 тестов/час
Диапазон тестирования	3–20%	3–20%	3–20%
Коэффициент вариации	CV ≤ 3%	CV ≤ 3%	CV ≤ 3%
Объем пробы	10 мкл	5 мкл	5 мкл
Емкость колонки	1200 тестов	800 тестов	1600 тестов
Позиция STAT	5 образцов	10 образцов	110 образцов + 1 STAT-проба
Пробозагрузчик образцов	5	10	110
Подача пробирок	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Прокалывание колпачка	Нет	Да	Да
Термо принтер	Да	Да	Да
Дисплей	10,1"	10,1"	9"
Память	10 000	4 000	4 000
Размер (мм)	450×361×540	600×360×540	790×780×720
Вес (кг)	29	36,8	51,7

