



Delta III



Compact Sigma



Gemini

Бесконтактные литотрипторы Dornier, Германия

Литотрипторы Dornier – это надежные, зарекомендовавшие себя аппараты, успешно применяющиеся в ведущих клиниках страны. Все модели укомплектованы функциональными столами для литотрипсии для различного позиционирования пациента, отличаются между собой физическими параметрами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Съемный изоцентрический ультразвуковой манипулятор позволяет контролировать процесс лечения под разными углами
- Большая глубина проникновения (170 мм) для лечения крупных пациентов
- Свободный доступ к пациенту с любой стороны

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

	Compact Sigma	Delta III	Gemini
Бесконтактный	•	•	•
Мощность генератора рентгеновских лучей, кВт	3,5	15	7
2 режима отображения визуализации: УЗ изображение и/или рентгеновский снимок	•	•	•
Рабочая станция	•	•	•
Пульт управления	•	•	•



Medilas H Solvo 35



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Длина волны 2,1 мкм
- Гольмиевый лазер с мощностью 35 Вт
- Многоразовые световоды
- 6 режимов работы
- 2 дисплея
- Беспроводной и ножной переключатель

Контактный литотриптор Dornier, Германия

Лазер новейшего поколения, предназначенный для дробления камней и сочетающий в себе надежные передовые технологии и удобство в использовании благодаря накопленному компанией Dornier многолетнему опыту разработки гольмиевых лазеров для разрушения камней.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Единственный гольмиевый лазер в своем классе мощности со специальной технологией противодействия ретропульсии
- Предварительно настроенные режимы лечения
- Графический пользовательский интерфейс с наглядным отображением текущей

