

Бесконтактные литотрипторы Dornier, Германия

Delta III



ЛИТОТРИПТОРЫ

Dornier Delta III объединяет в себе технологию экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии с современными возможностями формирования изображений для создания оптимальной системы для литотрипсии широкого диапазона применений.

Уникальная система оптического контроля сопряжения, основанная на интегрированной в терапевтическую головку камере для визуализации воздуха или аномалий в контактном геле

- Рентгеновский генератор с мощностью 15 кВт
- Режим двойной визуализации: рентген или изоцентрический ультразвук
- Точная настройка системы наведения и фокуса ударных волн благодаря изоцентрической конструкции
- Генератор ударной волны EMSE 180 с глубиной проникновения 170 мм

- Стол пациента Relax+ с нагрузкой до 180 кг и сменной рентгенопрозрачной средней секцией обеспечивает большой диапазон перемещений
- Управление литотриптором, столом и С-дугой с одного ручного пульта



Compact Sigma

Компактная система идеальна для установки на эндоскопические стойки, потолочные консоли или тележки; мощность лазера 20 Вт.



Gemini

Идеальное рабочее место для проведения дистанционной литотрипсии, а также любых эндоскопических и перкутанных операций.



Терапевтическая головка с гибким позиционированием

Обеспечивает применение как в положении над столом, так и из положения под столом; ударные волны излучаются с разных направлений.

Контактные литотрипторы Dornier, Германия

Medilas H Solvo 35




- Мощность лазера 35 Вт
- 6 режимов для проведения эффективного и безопасного лечения (стандартный, одиночный импульс, распыление, фрагментация, расширенный режим, режим работы с мягкими тканями)
- Легко перемещается между операционными



Medilas H Uropulse

Компактная система идеальна для установки на эндоскопические стойки, потолочные консоли или тележки; мощность лазера 20 Вт.



Высококачественные галлиевые световоды
Улучшенные рабочие характеристики, оптимальная гибкость и исключительная долговечность.



Беспроводная ножная педаль управления возможностями
Отсутствие кабелей под ногами повышает безопасность на рабочем месте и обеспечивает максимальную эффективность использования.

ЛИТОТРИПТОРЫ

Компактная мобильная система сочетает в себе надежные передовые технологии и удобство использования - всё необходимое для лазерной литотрипсии.

*Усовершенствованный запатентованный режим для снижения ретропульсивности
Dornier Advanced Modetm*

- Позволяет разрушать камни любых типов, размеров и локализации, имеет резервную мощность для ускоренного проведения процедуры в исключительных случаях
- Используется для работы с мягкими тканями в урологии
- 2 дисплея